



www.aafdobrasil.com.br

AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli.
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136
Pq. Tecnológico Francisco Scarra
CEP 86031-216 - Lindóia - Londrina - PR
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira

Responsável Técnica:
Fabiane Batista de Lima Santos CRF/PR nº 022320
Reg. ANVISA nº 80432410040

BANDA MATRIZ

Matriz Odontológica

1. Descrição do Produto

A BANDA MATRIZ é fabricada com aço inoxidável. São distribuídas em rolos de 50cm de fitas de aço nas espessuras de 5mm e 7mm. São embaladas e rotuladas individualmente em estojos plásticos transparentes.

As fitas matrizes substituem uma ou mais paredes ausentes dos dentes e são ideais para promover o contorno proximal, devem ser utilizadas somente por profissional capacitado.

2. Apresentação

Estojo plástico contendo 50cm de BANDA MATRIZ nas dimensões 0,05mm x 5mm, com 50cm de comprimento e 0,05mm x 7mm, com 50cm de comprimento.

3. Composição

AÇO INOXIDÁVEL

4. Indicação de Uso

São indicadas para que se faça o envolvimento do dente, substituindo assim uma ou mais paredes do dente durante o processo de restauração. São de fácil aplicação, pois são rígidas o suficiente para que não haja o descolamento durante a condensação do amálgama e é de fácil remoção de forma com que não danifique a restauração. São indicadas para reconstrução dental de dentes posteriores nos dentes que foram destruídos por processo cariogênico.

5. Ação do Produto

A BANDA MATRIZ não exercem ação, elas são utilizadas como auxiliares do tratamento ortodôntico.

A finalidade das bandas é promover uma superfície mais regular no dente e servir como ponto de apoio para a aplicação de outros produtos utilizados no tratamento ortodôntico. Os bráquetes, tubos, botões fios ou arcos podem ser soldados nas bandas, facilitando e auxiliando a construção do aparelho ortodôntico.

6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C)

7. Instruções para Uso

- 1- ESTERILIZAR antes de usar;
- 2- Cortar a fita matriz no tamanho desejado;
- 3- Fazendo o uso do porta matriz introduzir a matriz no dente e fazer o ajuste;
- 4- Remova a fita matriz depois de concluída a restauração;
- 5- A BANDA MATRIZ deve ser descartada após a sua utilização; caso a mesma seja reaproveitada, o contato proximal poderá ser reconstruído de forma insatisfatória.

8. Contra Indicações

Em sua aplicação correta, feita por um profissional da área odontológica com especialização em ortodontia, não apresenta contra indicações.

9. Advertências

Não utilizar com prazo de validade vencido;
Manter fora do alcance de crianças;
Somente para uso odontológico;
Manipular de acordo com as instruções;
Em caso de reação alérgica suspender o uso;
Não Reutilizar;
Produto não estéril.

10. Cuidados especiais

Esterilizar antes do uso, conforme instruções de uso do produto.
Deve ser usado somente por profissionais da área devidamente habilitados.
Considera-se que a banda matriz de qualquer tipo deve ser descartada após a sua; caso a mesma seja reaproveitada, o contato proximal poderá ser reconstruído de forma insatisfatória.

11. Manipulação

Após o uso manter a embalagem bem fechada, somente para o uso odontológico.

12. Interações: Não há.



SERVÍCIO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | sac@aafdobrasil.com.br
www.aafdobrasil.com.br

