



www.aafdobrasil.com.br

AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli.
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136
Pq. Tecnológico Francisco Scarra
CEP 86031-216 - Lindóia - Londrina - PR
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira

Responsável Técnica:
Fabiane Batista de Lima Santos CRF/PR nº 022320
Reg. ANVISA nº 80432410040

ÓXIDO DE ZINCO

Agente de Obturação Provisório

1. Descrição do Produto

O ÓXIDO DE ZINCO é um Pó fino, branco-amarelado, leve, inodoro, insípido, isento de partículas ásperas. O seu emprego na odontologia é geralmente associado ao Eugenol, e é utilizado basicamente como material temporário de fechamento de cavidades, bem como fechamentos de câmaras pulpares nos procedimentos endodônticos.

2. Apresentação

1 Frasco com 50g de ÓXIDO DE ZINCO.

3. Composição

ÓXIDO DE ZINCO (99 A 105,5%),..... 100%

4. Indicação de Uso

Agente de Obturação provisório; forramento cavitário, em cavidades profundas; Agente para cimentação provisório ou permanente; Agente para obturação de canais radiculares como cimento cirúrgico.

5. Ação do Produto

O ÓXIDO DE ZINCO e o Eugenol misturados e espatulados formam um cimento que pode ser utilizado como bases terapêuticas de restaurações temporárias e na obturação de condutos radiculares.

O cimento tem pH 7-8, mesmo no momento em que são inseridos no dente. Esta é uma das razões pelas quais é um dos materiais menos irritantes de todos os usados em Odontologia. Além disso possui também algumas propriedades anti-sépticas e sedativas devido ao Eugenol.

6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA
AMBIENTE (15 A 30°C)

7. Instruções para Uso

- 1- Dispensar o Óxido de Zinco sobre uma placa de dividir em quatro partes;
- 2- Gotear sobre a placa a quantidade necessária de Eugenol;
- 3- Juntar o pó ao líquido, por partes, utilizando uma área ampla da placa;
- 4- Após adicionar cada porção do pó, espatular até obter uma massa homogênea e lisa. Prosseguir até conseguir a consistência correta (pasta consistente para restaurações provisórias e cimentos cirúrgicos, pasta cremosa para cavidades profundas, cimentação e obtenção de canais radiculares).

8. Contra Indicações

Não há contra indicações.

Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto.

9. Advertências

Não ingerir;

Não utilizar se o lacre estiver violado;

Não utilizar com prazo de validade vencido;

Manter fora do alcance de crianças;

Somente para uso odontológico;

Manipular de acordo com as instruções;

Aplicar o produto usando luvas, máscara e óculos de proteção.

10. Cuidados especiais

Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos.

Recomenda-se o uso de luvas, máscara e óculos de proteção.

11. Manipulação

O Óxido de Zinco é lentamente umedecido pelo Eugenol, e assim se exige espatulação vigorosa e prolongada, especialmente para as misturas mais espessas. Uma relação pó/ líquido de 3:1 ou 4:1 deve ser usada para obter resistência máxima.

Após o uso manter a embalagem bem fechada.

12. Interações: Não há.



SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | sac@aaftdobrasil.com.br

www.aafdobrasil.com.br

